

安徽省临床检验中心

2025 年粪便形态学检查室间质量评价调查活动须知

2025 年安徽省临床检验中心组织全省临床实验室开展粪便形态学室间质量评价调查活动，全年分两次邮寄，每次 5 个批号。有关内容说明如下：

一、测定时间及样品批号

次 数	样品批号	数量	建议测定日期	截止日期	成绩反馈
第一次	20250101~20250105	5 支	7 月 4 日	7 月 18 日	8 月 1 日
第二次					

二、评价项目

检测项目：粪便形态学检查。

三、样品接收及处理

1、实验室收到室间质评样品后，请根据本实验室申请表中填写的参评项目认真检查核对样品种类、数量及编号，如有破损、缺失或编号错误，请及时联系中心。

2、样品为液体，3.0mL/瓶，来源于动物粪便标本。未开瓶 2℃~8℃密闭直立避光保存，有效期 12 个月；开瓶后的质控品，2℃~8℃密闭避光保存，有效期 30 天。**未开瓶的质控品和开瓶后的质控品均禁止冷冻！！**

实验前将质评品从 2℃~8℃环境中取出后置于室温平衡，使其温度恢复至室温。检测前需上下颠倒混匀 30 秒，确保内容物完全混匀，请勿剧烈震荡。

本质评品适用于手工镜检和自动粪便分析仪器等检测方法。本品为即用型，过程中**不得再次使用生理盐水或样本稀释液对质评品进行二次稀释**，否则可能影响有形成分的检出和结果的判断。

3、手工检测时将混匀后的质控品直接涂片，用一次性塑料吸管吸取后滴 2~3 滴质控品，均匀涂布于干净载玻片上，**不需要用生理盐水稀释，塑料吸管不得混吸不同瓶的质控品。**

4、将质评品等同于临床样本进行检测。此质评品虽经灭活处理，但仍应按

有潜在生物传染性样本对待，并根据相关规定使用及处理。

四、结果回报

1、使用 Web 方式传递室间质评信息。具体结果回报方法请参考：[/uploadfiles/2025/06/20250610152710123.docx](#)。

2、测定结果：请在回报表相应位置的下拉菜单中选择对应编码，粪便形态学编码见附表 1。

3、报告结果时必须填写检测方法、仪器等信息，请在回报表相应位置的下拉菜单中选择对应编码。检测方法均为显微镜法。仪器编码见附表

4、请务必在规定时间内上报检测结果。填写结果和编码时，请仔细审核后发送，提示发送成功后，必须到已上报数据栏进行结果的确认。

5、参评实验室必须严肃认真对待每一次室间质量评价活动，不允许串通或伪造结果，一经发现，对参加者的能力评定为不合格。

五、联系方式

如果参加室间质评单位遇到与质评有关的问题，请与临检中心质评室联系。

地址：合肥市庐阳区庐江路 17 号中科大附一院行政楼 4 楼安徽省临床检验中心

电话：0551-62283619

邮箱：anslcjyzx@163.com

附表 1 粪便形态学结果编码表

结果编码	结果名称
001	红细胞
002	夏科雷登结晶
003	白细胞
004	植物花粉
005	钩虫卵
006	蛔虫卵
007	肝吸虫卵
008	脂肪球
009	灵芝孢子
010	霉菌
011	脓细胞
012	绦虫卵
013	肺吸虫卵
014	蛲虫卵
999	其他

附表 2 粪便形态学仪器编码表

编码	仪器厂家名称	编码	仪器厂家名称
FB0001	手工检测	FB0051	重庆天海 DBF J-1000
FB0011	四川沃文特 FA160	FB0052	重庆天海 DBFJ-2000
FB0012	四川沃文特 FA170/S	FB0061	海路生物 F220
FB0013	四川沃文特 180/S	FB0062	海路生物 F240
FB0014	四川沃文特 280/S	FB0063	海路生物 F260
FB0021	爱威科技 561/A/B	FB0064	海路生物 F280
FB0022	爱威科技 562/A/B	FB0065	海路生物 F320
FB0023	爱威科技 563/A/B	FB0066	海路生物 F340
FB0031	长沙协大 F6001/A/B	FB0067	海路生物 F360
FB0032	长沙协大 F6002/A/B	FB0068	海路生物 F380
FB0033	长沙协大 F6003A/B	FB0081	济南兰洁 LJ-3000
FB0034	长沙协大 F6004/A/B	FB0082	济南兰洁 LJ-5000
FB0035	长沙协大 F6005A/B	FB0091	艾博生物
FB0036	长沙协大 F6006A/B	FB0101	济南继德
FB0037	长沙协大 F6007A/B	FB0111	湖南丽拓 LTS-E300
FB0038	长沙协大 F6008A/B	FB0121	博拓生物
FB0041	科域生物 F10	FB0999	其他仪器
FB0042	科域生物 F20		
FB0043	科域生物 F40		